



## Ficha técnica REF 28.94.20

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                             | 28.94.20                                                                                                                                                   | Lambotte osteotomo rct 20mm 24cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                 | unid.                                                                                                                                                      | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                   | 10825                                                                                                                                                      | GTIN                             | 04046826040598          |
| Clasificación                                                                                                                                                          | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                | UMDNS-Code                       | 10-825                  |
| Clasificación                                                                                                                                                          | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                         | 0,120                                                                                                                                                      | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                             | si                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación     | MPK20-1                 |
|      |                                                                                                                                                            |                                  |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                         | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |                                  |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Imagen detallada                 |                         |
|   |                                                                                                                                                            |                                  |                         |
| Medida                                                                                                                                                                 | 20mm 24cm                                                                                                                                                  | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                  |                         |
| Material                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                        | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                          |                                  |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                 | 1.4034 (X46Cr13)                                                                                                                                           |                                  |                         |