





Ficha técnica REF 28.97.02P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.97.02P	Cinzel p PLIF percut 10mm 30cm bay crv mango Propylux	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826458959
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-211
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	10mm 30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		