







## Ficha técnica REF 29.49.03

11.12.2025

| Datos generales  |  |                                  |                         |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia   | 29.49.03   | cucharilla cort ovalada 3mm 17cm |                         |
| Unidad   | unid.  | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN   | 31335  | GTIN                             | 04046826041243          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                       | 11-084                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso neto (kg)   | 0,046  | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Instrucciones de preparación     | MPK12-1                 |
|      |  |                                  |                         |
| Medicon medios   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |                                  |                         |
| Imagen completa  |  | Imagen detallada                 |                         |
|   |  |                                  |                         |
| Medida   | 3mm 17cm   | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |  |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |  |                                  |                         |
| Material   |  |                                  |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN)  |                                  |                         |
| Cuerpo<br>Mango  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)   |                                  |                         |