






## Ficha técnica REF 29.53.64

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                          | 29.53.64                                                                           | Volkman cucharella cort 22cm acod fig 4/0 |                         |
| Unidad                                                                                                                                                              | unid.                                                                              | Número de aduana                          | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 31335                                                                              | GTIN                                      | 04046826041601          |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                        | UMDNS-Code                                | 11-084                  |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                                                         | Base UDI-DI                               | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                      | 0,055                                                                              | Manual de uso                             | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                 | Instrucciones de preparación              | MPK12-1                 |
|   |                                                                                    |                                           |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                      | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |                                           |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                     |                                                                                    | Imagen detallada                          |                         |
|                                                                                   |                                                                                    |                                           |                         |
| Medida                                                                                                                                                              | 22cm                                                                               | Revestimiento                             |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                       |                                                                                    |                                           |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                              |                                                                                    |                                           |                         |
| Material                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                           |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° de material (Denominación DIN)                                                  |                                           |                         |
| Cuerpo<br>Mango                                                                                                                                                     | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)                                           |                                           |                         |