



Ficha técnica REF 29.56.57

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	29.56.57	Cucharilla afilada dentada 8x150mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826540463
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,118	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	8x150mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		