








Ficha técnica REF 29.57.73P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	29.57.73P	cucharilla dent 8mm 39cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826459567
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	8mm 39cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		