






## Ficha técnica REF 29.57.76P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	29.57.76P	cucharilla dent 3.5mm 39cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826459598
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,143	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3.5mm 39cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		