





Ficha técnica REF 29.57.90P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	29.57.90P	cucharilla cort 32cm acod fig 4/0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826467883
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	32cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		