








Ficha técnica REF 29.80.10

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Referencia | 29.80.10 | Martini cucharilla cort doble 14cm fig 00-0 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 31335 | GTIN | 04046826042264 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso neto (kg) | 0,008 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 14cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |