








## Ficha técnica REF 29.83.72

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	29.83.72	Jansen cucharilla cort doble 3/4mm 14.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826042370
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,018	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	3/4mm 14.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		