








## Ficha técnica REF 29.87.02

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Referencia  | 29.87.02   | Volkman cucharella cort doble 22cm fig 2 |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                         | 90189084                |
| GMDN  | 31335  | GTIN                                     | 04046826042479          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                               | 11-084                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso neto (kg)  | 0,039  | Manual de uso                            | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación             | MPK12-1                 |
|     |  |  |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |  |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                         |                         |
|    |  |  |                         |
| Medida  | 22cm   | Revestimiento                            |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |                         |
| Material  |  |  |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |  |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |