







## Ficha técnica REF 31.30.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	31.30.23	Stille Luer pinza gubia rct 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32853	GTIN	04046826043155
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso neto (kg)	0,368	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio ) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		