



Ficha técnica REF 329.80.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	329.80.03	Chompret sindesmotomo 16cm fig 3	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184990
GMDN	35559	GTIN	04046826178789
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-667
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		