

Ficha técnica REF 334.52.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	334.52.08	Thuerriegel obturador canal fig 8	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184990
GMDN	41876	GTIN	04046826179489
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-160
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;04;ak;6M
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)
----------------	----------------------------------

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

--	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)