







## Ficha técnica REF 35.61.33

11.12.2025

| Datos generales   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| Referencia  | 35.61.33   | Lane pinza p huesos 33cm c crem   |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana  | 90189084                |
| GMDN  | 46751  | GTIN  | 04046826044114          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code  | 15-670                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI   | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg)  | 0,459  | Manual de uso   | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación  | MPK23-1                 |
|   |  |   |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |   |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada  |                         |
|   |  |  |                         |
| Medida  | 33cm   | Revestimiento   |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |   |                         |
| Material  |  |   |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |   |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |   |                         |
| Otro  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |   |                         |