



Ficha técnica REF 40.33.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.33.23	Bergmann tijera-cizalla 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	82130000
GMDN	13481	GTIN	04046826044527
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-481
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso neto (kg)	0,183	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		