







## Ficha técnica REF 40.50.45

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.50.45	aspirad 120V p 40.50.39/81	
Unidad	unid.	Número de aduana	85081100
GMDN	45590	GTIN	04046826312688
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	15,420	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	120V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
 5 °C - 35 °C			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		