






Ficha técnica REF 40.50.82

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.50.82	TIGER sierra electr 230V	
Unidad	unid.	Número de aduana	84672290
GMDN	16340	GTIN	04046826044725
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-340
Clasificación	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	3,322	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	230V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		