





Ficha técnica REF 40.55.77

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.55.77	hoja de repuesto p 40.55.37	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	16341	GTIN	04046826044831
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		