



Ficha técnica REF 40.60.64

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.60.64	boton de stop p 40.60.61	
Unidad	unid.	Número de aduana	84679900
GMDN	16340	GTIN	04046826044923
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	16-340
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		