





Ficha técnica REF 40.60.81

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.60.81	aspirad 120V p 40.60.60/61	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45590	GTIN	04046826044954
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	16,500	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	120V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		