











Ficha técnica REF 40.60.82

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|--|---|
| Referencia | 40.60.82 | aspirad OSCI-CLEAN II p 40.60.60/61 Oscillo Compact | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 85081100 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826444938 |
| Clasificación | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 17,500 | Manual de uso | |
| Latex free | | Instrucciones de preparación | KEIN MP |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.63 (catálogo Ortopedia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
|  35 °C |  90 % |  1080 hPa |  |
| |  900 hPa | |  |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| | | | |