




Ficha técnica REF 40.60.85

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|------------------------------|----------------|
| Referencia | 40.60.85 | tobera p 40.60.80/81/82 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 85087000 |
| GMDN | 45590 | GTIN | 04046826044978 |
| Clasificación | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,250 | Manual de uso | |
| Latex free | | Instrucciones de preparación | KEIN MP |
|  | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) | | |