

Ficha técnica REF 40.60.86

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.60.86	filtro poliéster p 40.60.80/82	
Unidad	unid.	Número de aduana	85087000
GMDN	60909	GTIN	04046826044985
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP



Medicon medios	
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------

[illegible]

--	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)