



Ficha técnica REF 40.60.87

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.60.87	filtro Hepa 12.5cm p 40.60.80/82	
Unidad	unid.	Número de aduana	85087000
GMDN	60909	GTIN	04046826044992
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	12.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		