




## Ficha técnica REF 40.60.88

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.60.88	tubo de aspir p 40.60.80/81	
Unidad	unid.	Número de aduana	85087000
GMDN	45590	GTIN	04046826045005
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,650	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		