



Ficha técnica REF 40.70.27

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	40.70.27	Henning separador d yeso 27cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13708	GTIN	04046826045081
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-708
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,513	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	27cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		