







Ficha técnica REF 43.17.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	43.17.03	Wolff cureta p lupus 14.5cm fig 3	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35330	GTIN	04046826045401
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	14.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		