






Ficha técnica REF 43.17.04

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 43.17.04 | Wolff cureta p lupus 14.5cm fig 4 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35330 | GTIN | 04046826045418 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso neto (kg) | 0,024 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 14.5cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |