








Ficha técnica REF 43.31.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	43.31.85	Saalfeld saca-comedones 15.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	57817	GTIN	04046826045487
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;05;X3
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	15.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		