





Ficha técnica REF 43.46.01

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Referencia | 43.46.01 | hoja de sierra de repuesto p 43.46.00 p metal precioso | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 82029980 |
| GMDN | 13399 | GTIN | 04046826045586 |
| Clasificación | KEIN MP (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,002 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | KEIN MP |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |