






Ficha técnica REF 43.61.09

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	43.61.09	tijera p unas 9.0cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	42943	GTIN	04046826045722
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-245
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	9.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		