







Ficha técnica REF 43.63.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	43.63.10	tijera p unas 10.5cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	42943	GTIN	04046826045777
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-245
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	10.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		