







Ficha técnica REF 43.78.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	43.78.11	pinza p hender unas 11.5cm rct	
Unidad	unid.	Número de aduana	82142000
GMDN	42943	GTIN	04046826045876
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-573
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,048	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		