







Ficha técnica REF 44.03.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.03.10	Troemner martillo percusion 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11950	GTIN	04046826046071
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-986
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Peso neto (kg)	0,206	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	no	Instrucciones de preparación	
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) LATEX (Latex)		