



## Ficha técnica REF 44.03.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.03.11	goma de recambio peq p 44.03.10	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826046088
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	
Latex free	no	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	LATEX (Latex)		