



## Ficha técnica REF 44.09.10

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.09.10                                        | Dejerine martillo percusion 20cm |                    |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                         | unid.                                           | Número de aduana                 | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                           | 11950                                           | GTIN                             | 04046826046149     |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                       | 12-986             |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                      | 4046826;N002;04;WY |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,140                                           | Manual de uso                    | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                     | no                                              | Instrucciones de preparación     |                    |
| <div></div> |                                                 |                                  |                    |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                  |                    |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Imagen detallada                 |                    |
|                                                                                                                                                                              |                                                 |                                  |                    |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                         | 20cm                                            | Revestimiento                    |                    |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                  |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                  |                    |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | N° de material (Denominación DIN)               |                                  |                    |
| Cuerpo<br>Otro                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>LATEX (Latex)           |                                  |                    |