






## Ficha técnica REF 44.20.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.20.10	Pinard estetoscopio 15cm aluminio	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32659	GTIN	04046826046286
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-750
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;02;WS
Peso neto (kg)	0,083	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 (Al 99,5%)		