



## Ficha técnica REF 44.28.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.28.65	tensiómetro aneroides c brazaletes velcro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189010
GMDN	60909	GTIN	04046826046378
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,505	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) LATEX (Latex)		