






Ficha técnica REF 44.30.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.30.25	Wartenberg algesimetro 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47164	GTIN	04046826046439
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-043
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,057	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio, que puede ser coloreada adicionalmente
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		