






## Ficha técnica REF 44.35.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.35.15	cinta métrica de tela 1.5m	
Unidad	unid.	Número de aduana	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046477
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1,5m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)		