



## Ficha técnica REF 44.37.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.37.15	regla de acero inox 15cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046491
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia ) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		