






Ficha técnica REF 44.37.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.37.20	regla de acero inox 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90178010
GMDN	44796	GTIN	04046826046507
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,013	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		