



Ficha técnica REF 44.38.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.38.05	calibrador 22cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90173000
GMDN	60909	GTIN	04046826046545
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,188	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	22cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		