






Ficha técnica REF 44.38.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.38.10	Moeltgen goniometro 23.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189010
GMDN	33651	GTIN	04046826046552
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-893
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,149	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		