






Ficha técnica REF 44.38.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.38.30	goniometro p dedos 14.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33651	GTIN	04046826046569
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-893
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,039	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	14.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		