



Ficha técnica REF 44.51.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.51.19	espéculo auric p uso unico Ø 2mm p/100	
Unidad	paq./100	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826454470
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 2mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		