




## Ficha técnica REF 44.51.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.51.70	unidad de diagnóstico 230V oto/ofthalmoscopio	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826046897
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	3,564	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	230V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		