



Ficha técnica REF 44.60.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.60.40	cinta sola p espejo frontal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	34637	GTIN	04046826047085
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	PE_HD (Polyethylen 300) 2.0401 (CuZn39Pb3)		