





Ficha técnica REF 44.62.12

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|
| Referencia | 44.62.12 | espejo de repuesto Ø 55mm p 44.62.10 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 34637 | GTIN | 04046826047160 |
| Clasificación | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,013 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | KEIN MP |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | Ø 55mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) | | |